



- ① = Oberteilverglasung mit fester Scheibe oder optional mit 2 Querschiebern
- ② = Option: Frontschieber mit 3 Querschiebern
- ③ = 3 Reihen Stativhalter
- ④ = Medienentnahmen
- ⑤ = Option: Innenliegende Steckdosen, außen geschaltet
- ⑥ = Aluminiumkanal mit Elektrobestückung und Digestorienventilen
- ⑦ = Option: Arbeitsplattentiefe 880 mm (Gesamttiefe 1050 mm) statt 750 mm (920 mm)
- ⑧ = Lichte Öffnungsbreite Abzug