



- ① = Option: Filtereinrichtung (Ausnahme: oberhalb des Abzuges), im Idealfall wird neben dem Abzug ein separater Filterschrank mit 3 bis 4 Filterstufen aufgestellt
- ② = Option: Innenraum in Chromnickelstahl bzw. Polypropylen
- ③ = Frontschieber aus Makrolon/Acrylglas einteilig, Option: Eingriffsöffnungen
- ④ = Medienentnahmen
- ⑤ = Aluminiumkanal mit Elektrobestückung und Digestorienventilen
- ⑥ = Option: Schwerlast-Tragegestell
- ⑦ = Option: Abschirmungen gegen Gamma- und Beta-Strahlen