


Abzugssysteme | DELTAguard Filterabzug



Variante: Gesamttiefe 1070 mm, Nutzungstiefe Arbeitsplatte 880 mm statt 720 mm

- | | |
|--|--|
| 01 Filter | 07 Aluminiumkanal mit Elektrobestückung und Digestorienventilen |
| 02 Option: Frontschieber mit 3 / 4 Querschiebern | 08 Option: Unterbau mit Schrank oder Gefahrstoffschrank |
| 03 Abluffunktionsanzeige | 09 Option: Trichterbecken |
| 04 3 Reihen Stativstangenhalter | 10 Leuchte |
| 05 Option: Innenliegende Steckdosen, außen geschaltet | |
| 06 Medienentnahmen | |

- Lieferbar sind 1- oder 2-stufige Filter
- 2-stufige Filter ab Raster 1500 (asymmetrische Anordnung)