


DATENBLATT

# Tischsysteme

Baureihe CFU



Baureihe CFU

Bei der Baureihe CFU ist ein Metall-C-Fuß-Gestell das tragende Element der Arbeitsplatte. Dieser Labortisch kann ohne Unterbauten und mit fahrbaren Unterbauten genutzt werden. Die Baureihe CFU ist mit allen Medien-/Tischsystemen kombinierbar. Gerade in Sitzarbeitshöhe bietet das C-Fuß-Gestell Vorteile durch die Beinfreiheit.

- Standardbreiten: 600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 mm
- Standardhöhen: 750 / 900 mm (Sitz-/Steharbeitshöhe)
- Standardtiefen: 600 / 750 mm