


DATENBLATT

# Tischsysteme

Baureihe E



Baureihe E

---

Bei der Baureihe E steht das E für Economy, da dies die wirtschaftlichste Bauform ist. Hier kann auf ein Tischgestell verzichtet werden, der Unterbauschrank bildet das tragende Element der Arbeitsplatte. Der Korpus steht auf Stellfüßen und wird mit einem Sockel verblendet. Die Baureihe E kann sowohl alleinstehend als auch mit allen Medien- und Tischsystemen kombiniert eingesetzt werden.

- Standardbreiten: 450 / 600 / 900 / 1200 mm
- Standardhöhen: 750 / 900 mm (Sitz-/Steharbeitshöhe)
- Standardtiefen: 600 / 750 mm