


DATENBLATT

Mediensysteme

Medienschiene




- Freie Gestaltung der Tischanordnung durch deckengeführtes Mediensystem
- Flexible Anordnung der Medien Gas, Elektro, Daten, Multimedia
- Integrierte Raumbeleuchtung zur optimalen Ausleuchtung der Arbeitsplätze und des gesamten Raumes in innovativer LED Technik
- Formschöne, schlanke Bauform mit geringer Anzahl von Befestigungspunkten zur leichten Integration in architektonische Konzepte

- 01 Montagehöhe nach Anforderung
- 02 Elektrobestückung nach Anforderung
- 03 Armaturenordnung im Abstand von 75 mm möglich
- 04 Option: mit Beleuchtung

# Mediensysteme | Medienschiene

Medienschiene Ergoline



Medienschiene

