


DATENBLATT

# Tischsysteme

Vorsatzgestell



Vorsatzgestell

Beim Vorsatzgestell ist ein Metall-Gestell das tragende Element der Arbeitsplatte. Es ist verkleidet und hat einen 100 mm Sockel. Das Vorsatzgestell kann vor einer Standeinheit (WAT und DAT) sowie einer Standbrücke genutzt werden und ist mit allen Tischsystemen kombinierbar.

- Standardbreiten: 600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 mm
- Standardhöhen: 750 / 900 mm
- Standardtiefe: 160 mm

**01** Option: Trichterbecken

**02** Option: Medien