


LABORTISCH, HÖHENVERSTELLBAR



Produktvorteile

- Vollwertiger Labortisch mit einer Nutzlast von ungefähr 200 bzw. 400 kg/Tisch
- Ergonomisches Arbeiten
- einfach zu bedienen durch elektrischen Antrieb
- Verstellbereich von AH 700 mm bis AH 1000 mm
- Das Gestell ist komplett geschlossen und daher gut zu reinigen
- Durch die geschlossene Bauweise besteht keine Quetschgefahr
- Kompatibel zu den verschiedenen Mediensystemen
- Mehrere Tische können zu einer Tisanlage gekoppelt werden