

**STUFENLOS**  
ELEKTRISCH HÖHEN-  
VERSTELLBAR

**wesemann**<sup>®</sup>  
LABOREINRICHTUNGEN

# DELTAcare Laborabzug

Barrierefrei arbeiten



# Produktvorteile

Den stufenlos elektrisch höhenverstellbaren Laborabzug **DELTAcare** werden nicht nur Menschen mit Handicap zu schätzen wissen:

Per Knopfdruck ist die richtige Arbeitshöhe im Handumdrehen eingestellt, schwere Geräte und Lasten lassen sich ohne Muskelkraft bewegen.



## Hier die Vorteile auf einen Blick:

- Der Laborabzug für **Rollstuhlfahrer**
- Ideal für Tätigkeiten mit **wechselnden Arbeitshöhen**
- Arbeitshöhen von 750 bis 950 mm **elektromotorisch** einstellbar
- **Komfortables Handling** schwerer Geräte und Lasten
- Integrierter **Anti-Klemm-Schutz**
- **Bedienpaneele** in den Zargen
- Auf Wunsch mit **PROTECT-Luftinjektionssystem** lieferbar