

STUFENLOS
ELEKTRISCH HÖHEN-
VERSTELLBAR

wesemann[®]
LABOREINRICHTUNGEN

DELTAcare Laborabzug

Barrierefrei lernen



Produktvorteile

Der stufenlos elektrisch höhenverstellbare Laborabzug **DELTAcare** lässt sich stets auf die ergonomisch optimale Arbeitshöhe einstellen. Auf diese Weise ermöglicht **DELTAcare** Schülern mit körperlichen Handicaps, aktiver am naturwissenschaftlichen Unterricht teilzunehmen. Aber auch für nicht behinderte Schüler ist der Laborabzug interessant.



Hier die Vorteile auf einen Blick:

- **Ideal** für Schüler mit Behinderung
- **Geeignet** für verschiedene Altersklassen – DELTAcare „wächst mit“!
- **Arbeitshöhen** von 750 bis 950 mm elektromotorisch einstellbar
- **Sicher** durch integrierten Anti-Klemm-Schutz
- **Komfortabel:** Bewegen schwerer Geräte und Lasten auf Knopfdruck
- **Übersichtliche** Bedienpaneele in den Zargen
- Auf Wunsch mit **PROTECT**-Luftinjektionssystem lieferbar