

Abzugskabine



Detail Decke

PRODUKTVORTEILE

- Tischaufsatzkabine mit 3-teiligen Schiebetüren auf 3 Ebenen
- Aluminium Systemprofile mit Verglasung aus 6 mm klarem Verbundsicherheitsglas
- Die äußeren Türen laufen mit seitlichen Anschlagdichtungen an das Eckprofil
- Leichtgängige Schiebetürbeschläge mit integriertem Muschelgriff
- Unterhalb der Schiebetüren ständige Zuluftöffnung
- Einstellmöglichkeit für die Türen
- Leuchte
- Ex-Klappen



Detail Zuluftöffnung